

Micro needle holder

マイクロ持針器



従来のタングステンカーバイドに変わり
ダイヤモンド粒を施すことにより
縫合針の安定力を高めます。



(閉じた状態)



株式会社イトー医科器械

お問い合わせ先電話番号：03-6806-5030

| 製品番号 | 製品名 | 規格 |
|---------|---------------|---------------------------|
| F02-001 | カストル® イマイ知持針器 | 先端極細 / ラウト® ハンドル / 全長18cm |
| F02-002 | カストル® イマイ知持針器 | 先端中細 / ラウト® ハンドル / 全長18cm |
| F02-003 | カストル® イマイ知持針器 | 先端太 / ラウト® ハンドル / 全長18cm |

届出番号：13B1X10230000034



株式会社イトー医科器械
お問い合わせ先電話番号：03-6806-5030